

Magnetischer Stockhalter

Sie nutzen einen Gehstock oder Unterarmgehstützen? Nervt es Sie da nicht auch, dass die Schwerkraft ständig dafür sorgt, dass Ihre Gehhilfe zu Boden fällt? Das Bücken nach dem Gehstock ist nicht nur anstrengend. Es birgt auch die Gefahr, dass Sie stürzen. Mit den individuellen Lösungen des magnetischen Stockhalters Held findet Ihre Gehhilfe künftig überall einen greifbaren und sicheren Platz. Versprochen!

Warum überhaupt ein Magnetstockhalter?

Der Magnetstockhalter Held wird Ihnen das Leben erleichtern, wenn Sie eine Gehhilfe, einen Gehstock oder Unterarmgehstützen nutzen.

Vielleicht nutzen Sie eine Gehhilfe, weil:

- Ihnen manchmal schwindelig wird und Sie sich mit einem **Gehstock sicherer fühlen**.
- Sie etwas ungleichmäßig gehen und die Gehhilfe Sie **vor einem Sturz bewahrt**.
- Sie aufgrund einer **Sportverletzung ein Bein entlasten** müssen.
- Sie sich mit einer **Gehhilfe einfach sicherer fühlen**.
- Sie einen **stilvollen Gehstock als modischen Begleiter haben**.

Egal welcher Grund auf Sie zutrifft, Sie kennen das Problem mit der nervigen Schwerkraft. Sie brauchen schnell eine Hand frei oder möchten sich an einen Tisch setzen. Sie lehnen Ihre Gehhilfe an die Wand und schon passiert es. **Die Gehhilfe fällt zu Boden**. Wenn Sie sicher auf den Beinen stehen, können Sie sich die Gehhilfe „angeln“ – andernfalls könnte es gefährlich werden und Sie könnten stürzen. Genau gegen diese Gefahr können Sie etwas tun! Unser **magnetischer Stockhalter Held hilft Ihnen dabei, die Schwerkraft auszutricksen**. Und dabei ist es ganz egal, ob Sie zuhause an Ihrem Lieblingsplatz sitzen, an der Bushaltestelle, im Restaurant oder an der Supermarktkasse. Und Sie haben Ihre Gehhilfe immer griffbereit.



Auch für die Jungs des **Fußballvereines FC Aich** ist der Magnetstockhalter Held eine echte Bereicherung. Den egal ob beim Training oder beim Spiel - eine Verletzung am Bein ist schnell passiert. Doch mit Hilfe des praktischen Magnetstockhalters wird das Nutzen der Unterarmgehstützen um einiges einfacher. Auf das, das Fußball spielen schnell wieder Spaß macht!

Wie funktioniert der Magnetstockhalter Held?

- Der magnetische Stockhalter Held ist eine **Klammer aus rutschhemmendem TPE Kunststoff, mit fünf starken Neodym Magneten**.
- Die Held Klammer wird **einfach auf die Gehhilfe, die Unterarmgehstützen oder den Stock gesteckt**, ohne diese zu verkratzen. Schon hält Ihre Gehhilfe aufrecht, sofern sie am Boden steht und an einem eisenhaltigen Untergrund angelehnt ist.
- Sie finden überall Möglichkeiten, an denen der magnetische Stockhalter haftet.

An Türstöcken, Heizungen, Bushaltestellen, Supermarktkassen, Laternen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und an Parkbänken. Aber auch an den Seiten unserer **Club Aufstehsessel**, den Metallplättchen aus dem „**Held Set für die Wohnung**“ und an dem **Taler** aus unserem Set „**Held mit Taler**“.

- Die **Magneten sind stark, aber nicht so stark, dass eine Gefahr darstellen** oder einen Herzschrittmacher außer Takt bringen.
- Der Held Magnetstockhalter **trägt nicht auf und bleibt nicht hängen**. Elegant und stylisch haftet er eng am Stock.
- In der Normalausführung ist er **unauffällig schwarz**.
- Um **ihn im Alltag** besser zu erkennen, bekommen Sie die Held Manschette auch in **Neon Gelb und Neon Orange**.
- Er **passt für alle gängigen Durchmesser von 18 - 22 mm**. Bei der Lieferung erhalten Sie einen Adapter-Gummi.

Sicherheitshinweise: Magnete können unter anderem Fernseher und Laptops, Computerfestplatten sowie Kredit- und EC-Karten, Datenträger und mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher beschädigen. Halten Sie daher diese Gegenstände von Magneten fern.

Welches Set passt zu Ihnen?


Held einzeln

Die einzelne Held Klammer ist ideal, wenn Sie bereits viele eisenhaltige Untergründe zuhause haben, an denen der Stockhalter haften kann. Oder Sie **ergänzen ein Set** mit einem einzelnen Magnetstockhalter, um **zwei Gehstützen** am Umfallen zu hindern.



Held mit Taler / Taler einzeln

Der Taler bietet einen mobilen eisenhaltigen Untergrund. Sie können den Taler in die Jacken- / Hosentasche stecken. Schon **haftet Ihre Gehstütze mit Hilfe des Held Magnetstockhalters an Ihrer Jacke oder Ihrer Hose**. Und Sie haben die **Hände frei** für den Haustürschlüssel, das Busticket oder den Geldbeutel zum Bezahlen.



Held Set für die Wohnung:

Das Set besteht aus einem Held Magnetstockhalter, sowie drei selbstklebenden Metalladapter-Plättchen und eignet sich

- für den Lieblingsplatz am Tisch,
- als Wandhalterung für bis zu zwei Gehstöcke oder Unterarmgehstützen,
- universal, für Stellen an denen Sie Ihre Gehhilfe häufig abstellen.

Bitte beachten Sie beim Anbringen: Das Klebeband von 3M haftet sehr stark, wenn es richtig angewandt wird. Reinigen Sie die Stelle fettfrei, drücken Sie das Metallplättchen fest an und lassen Sie es vor der Belastung 24 Stunden aushärten. Es geht ganz einfach!



Komplettset Held

Das Komplettset vereint das „**Held Set für die Wohnung**“ und das „**Held mit Taler Set**“. Sie bekommen je einen Held Magnetstockhalter, einen Taler und die Metallplättchen für die Wohnung. So steht Ihre Gehhilfe unterwegs und zuhause immer sicher und Sie müssen sich nicht danach bücken.